



بیمارستان والفجر تفرش

عنوان روش اجرایی: سرویس بازدیدهای دوره ای تعمیرات تجهیزات پزشکی

تاریخ تدوین: 1396/07/01  
تاریخ ابلاغ: 1396/07/07  
تاریخ آخرین بازنگری: 1397/07/01

دامنه روش اجرایی مدون: واحد مهندسی پزشکی ،  
سوپروایزر بخش ها  
کد روش اجرایی مدون: PRO-EM-2  
صفحه: ۱ از ۱

تعاریف: روشی دقیق جهت استفاده صحیح از تجهیزات برای کاربران دستگاه

هدف:

۱. ارتقاء کیفیت خدمات سلامت ۲. افزایش بهره وری (کارایی و اثربخشی) تجهیزات پزشکی به لحاظ ایمنی، عملکرد بهینه و تنظیم بودن آنها ۳. بهینه سازی بودجه و اعتبارات موجود در نگهداشت ۴. کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه ۵. افزایش عمر تجهیزات پزشکی ۶. کاهش مواد، قطعات و ملزومات پزشکی..

منابع و مراجع:-----

مسئولیت ها و اختیارات: کارشناس تجهیزات پزشکی

شیوه انجام کار: (چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام میشود)

- ۱- مسئول واحد مهندسی پزشکی فهرست تجهیزات پزشکی که اجرای pm برای آنها الزامی است، را تهیه می کند.
- ۲- مسئول واحد مهندسی پزشکی جدول و برنامه زمان بندی pm را تهیه می کند.
- ۳- مسئول واحد مهندسی پزشکی چک لیست pm جهت تجهیزات عمومی را تهیه می کند.
- ۴- سرپرستاران بخش ها تجهیزات تعیین شده را بر اساس چک لیست به صورت روزانه و هفتگی تکمیل می کنند و در صورت وجود عیب به واحد تجهیزات پزشکی اعلام می کنند.
- ۵- مسئول واحد تجهیزات پزشکی تعیین شده را به صورت ماهانه و سه ماهه تکمیل کرده و نسبت به رفع عیوب احتمالی اقدام می کند.

مستندات مرتبط:

برگه گارانتی و سرویس های سالیانه

تهیه کننده:

مهندس راضیه یزدانی-مسئول  
تجهیزات پزشکی

تایید کننده:

مهندس علی سلگی-مدیر بیمارستان

ابلاغ کننده:

دکتر کوروش دالوندی-ریاست بیمارستان